



ריהוט מעבדה בהתאמה אישית



בנוסף: ייצור מנדפים כימיים קבועים וניידים ממתכת /פוליפרופילן,
מנדפים ביולוגים, עמדות למינאריות, עמדות PCR, ארונות לכימיקלים,
חופות ואוהלים נקיים, בדיקות והסמכות מנדפים וחדרים נקיים,
תקינה מחמירה אמריקאית ואירופאית.



סטטיטק בע"מ. כל הזכויות שמורות © 2018
www.statitech.co.il
טלפון: 08-9-33-44-55 מייל: sales@statitech.com

מגוון ריהוט ארגונומי למעבדה

סטטיטק מתמחה בתכנון ואספקת ריהוט מעבדתי, מנדפים, ארונות לכימיקלים, חופות נקיות ומוצרים נוספים.

אנו מייצרים עמדות במידות סטנדרטיות או מידות לפי דרישה, ותכנון המעבדה מותאם כולו לצרכי הלקוח. הקו המוביל את סטטיטק הינו יצירת סביבת עבודה ארגונומית וידידותית.

בין לקוחותינו: מעבדות בתחומי הכימיה, ביולוגיה, אקדמיה, פארמצבטיקה, אלקטרוניקה ועוד.

שולחנות

מגוון רחב של עמדות עבודה המותאמות למעבדות, כולל עמדות צמודות קיר ועמדות עבודה הממוקמות במרכז המעבדה. ניתן לשלב בעמדות העבודה מערכות חשמל, אינסטלציה, תקשורת ועוד.

עמדות העבודה בנויות במידות שונות ומותאמות לצורכי הלקוח בהיבט הארגונומי.

השולחנות מיוצרים במיפרט איכותי ביותר. מבנה השולחן מיוצר ממתכת צבועה בתנור, המגירות והארונות מעץ סנדוויץ מצופה פורמייקה, והמסילות מתוצרת בלום.

משטחי עבודה

מגוון רחב של משטחי שולחן כגון: Trespa TopLab Plus, משטחים קרמיים, אפוקסי, משטחים אנטי סטטים ופוליפרופילן.

תוספות אופציונליות לעמדות

- אינסטלציה: ברזי מעבדה, כיורים, כוסות ניקוז
- תשתיות: חשמל ותקשורת, נוזלים, גזים
- אחסון: ארונות עליונים ותחתונים, מגירות, מדפים
- תאורה, מחיצות הפרדה, רשתות נירוסטה, לוחות יבוש וכו'

שולחנות
עם מסגרת
H/C



משטחי עבודה
אפוקסיים, קרמיים,
פוליפרופילן, נירוסטה
TRESPA TOPLAB PLUS

אביזרים
אופציונליים:
מדפים, ארונות,
ברזים, כיורים,
חשמל ותקשורת,
לוחות יבוש ועוד

